

IdroGel lubrificante



IdroGel Lubrificante viene utilizzato in endoscopia, gastroscopia, colonscopia e rettoscopia, cateterizzazione e procedure chirurgiche (TURP/TURV).
La sua formula garantisce una delicata e prolungata azione lubrificante in totale compatibilità con le guaine delle sonde endoscopiche.
Ipoallergenico non irrita la pelle è solubile in acqua ed è di facile pulizia.
Non contiene sostanze oliose. Non ha effetti tossici ed è inodore.

IdroGel lubrificante

- Garantisce una prolungata azione lubrificante
- Totale compatibilità con guaine endoscopiche
- Ipoallergenico, non irrita la pelle
- Solubile nell'acqua e di facile pulizia

Aiuta a prevenire eventuali lesioni associate a interventi uretrali:

- stenosi dell'uretra, provocate dai procedimenti trans uretrali
- ulteriori ferite o lesioni: causate dai movimenti del paziente quando sente dolore.

Con l'instillazione di un gel lubrificante dell'uretra:

- la mucosa dell'uretra rimane totalmente ricoperta da uno strato protettivo
- Riduzione della frizione tra la sonda/strumento e la mucosa
- Atraumatico inserimento del catetere fino in vescica

Confezionamento:

24 tubi da 82 g

codice: IDRO-82

Endomed S.r.l.s.

Via appia lato Napoli, 220, I - 04023 Formia (LT)
www.endomed srl.com - info@endomed srl.com
tel. +39.0823.1656213 - fax + 39.0823.932337



Distribuito da:

